

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Endurant II/IIc



Valiant Captivia



Heli-FX



Talent Occluder



Sentrant



Reliant



СОДЕРЖАНИЕ

Endurant II/IIs



Talent Occluder



Valiant Captivia



Heli-FX



Sentrant



Reliant



02 Endurant II/IIs

Брюшной Стент-Графт

28 Talent Occluder

Окклюдер

30 Valiant Captivia

Грудной Стент-Графт

44 Heli-FX

ЭндоФиксаторы

46 Sentrant

Интродьюсер с Гидрофильным Покрытием

48 Reliant

Баллонный Катетер Для Стент-Графта

Endurant II/IIs

Брюшной Стент-Графт

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА*

Endurant IIс

Облегчает Выбор Оптимального Размера

- Трехкомпонентная модель наследует проверенный дизайн брюшного стент-графта Endurant II
- Определение финальной длины стент-графта с ипсилатеральной стороны возможно во время процедуры благодаря выбору необходимой зоны перекрытия - от 3 до 5 звеньев
- Упрощает планирование операции и подбор размеров стент-графта

Низкий Профиль и Легкий Доступ

- Низкий профиль и гидрофильное покрытие облегчают доступ и улучшают проходимость системы
- Гибкая и устойчивая к перегибу система доставки для комфортного проведения стент-графта

Превосходная Прилегаемость и Герметизация


- M-образное проксимальное звено обеспечивает отличную адаптацию к стенке сосуда при короткой зоне герметизации
- Фиксирующие крючки на супраренальной короне для надежной фиксации
- Раздельные Z-образные звенья браншей снижают риск перегиба

Полный Контроль и Точность Имплантации

- Механизм удержания короны обеспечивает возможность репозиционирования при раскрытии
- Вращающееся колесико для контролируемого раскрытия короны
- Усиленная рентгеноконтрастность для лучшей визуализации
- 4 проксимальных маркера повышают точность позиционирования
- e-образный маркер облегчает ориентацию стент-графта во фронтальной проекции

Долговечный Дизайн

- Швы повышенной прочности из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
- Материал графта из мультифиламентного полиэстера высокой плотности обеспечивает малую порозность
- Электрополированные нитиноловые звенья обладают высокой устойчивостью к излому



*Данные внутренних лабораторных исследований Medtronic, Inc. Данные лабораторных исследований могут быть не показательны в отношении клинической эффективности.

Endurant II/II_s

Брюшной Стент-Графт



КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ*

Код Продукта								
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Диаметр Системы Доставки (F)	Общая длина покрытой части с контралатеральной стороны ¹¹	Общая длина покрытой части с ипсилатеральной стороны ¹¹	
ETLW	16	10	C	82	EE	14	136	155
ETLW	16	10	C	93	EE	14	147	166
ETLW	16	10	C	124	EE	14	178	177-197
ETLW	16	10	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	10	C	199	EE	16	253	252-272
ETLW	16	13	C	82	EE	14	136	155
ETLW	16	13	C	93	EE	14	147	166
ETLW	16	13	C	124	EE	14	178	177-197
ETLW	16	13	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	13	C	199	EE	16	253	252-272
ETLW	16	16	C	82	EE	14	136	135-155
ETLW	16	16	C	93	EE	14	147	146-166
ETLW	16	16	C	124	EE	14	178	177-197
ETLW	16	16	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	16	C	199	EE	16	253	252-272
ETLW	16	20	C	82	EE	16	136	155
ETLW	16	20	C	93	EE	16	147	166
ETLW	16	20	C	124	EE	16	178	177-197
ETLW	16	20	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	20	C	199	EE	16	253	252-272
ETLW	16	24	C	82	EE	16	136	155
ETLW	16	24	C	93	EE	16	147	166
ETLW	16	24	C	124	EE	16	178	177-197
ETLW	16	24	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	24	C	199	EE	16	253	252-272
ETLW	16	28	C	82	EE	16	136	155
ETLW	16	28	C	93	EE	16	147	166
ETLW	16	28	C	124	EE	16	178	177-197
ETLW	16	28	C	156	EE	16	210	209-229
ETLW	16	28	C	199	EE	16	253	252-272

* В сборе с бифуркационным компонентом

¹⁰ Соединение одностороннего орто-подвздошного и контралатерального компонентов возможно только с ипсилатеральной стороны.

¹¹ Эти расчеты приведены с учетом минимальной длины зоны перекрытия 30 мм между бифуркационным и контралатеральными компонентами. При использовании 124 мм бифуркационного компонента в общей длине покрытой контралатеральной части стент-графта необходимо вычесть 10 мм.

¹² Зона перекрытия в 3-5 звеньев возможна только у определенных подвздошных компонентов.

Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Диаметр Системы Доставки (F)	
ETEW	10	10	C	82	EE	14
ETEW	13	13	C	82	EE	14
ETEW	20	20	C	82	EE	16
ETEW	24	24	C	82	EE	16
ETEW	28	28	C	82	EE	18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Диаметр Системы Доставки (F)	
ETCF	23	23	C	49	EE	18
ETCF	25	25	C	49	EE	18
ETCF	28	28	C	49	EE	18
ETCF	32	32	C	49	EE	20
ETCF	36	36	C	49	EE	20

БРЮШНОЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Диаметр Системы Доставки (F)	
ETTF	23	23	C	70	EE	18
ETTF	25	25	C	70	EE	18
ETTF	28	28	C	70	EE	18
ETTF	32	32	C	70	EE	20
ETTF	36	36	C	70	EE	20

ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ


Код Продукта						
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Диаметр Системы Доставки (F)	
ETUF	23	14	C	102	EE	18
ETUF	25	14	C	102	EE	18
ETUF	28	14	C	102	EE	18
ETUF	32	14	C	102	EE	20
ETUF	36	14	C	102	EE	20



РУКОВОДСТВО ПО ОРИЕНТАЦИИ И ВЫБОРУ РАЗМЕРОВ

Используйте проксимальные рентгеноконтрастные маркеры для определения верхнего края покрытой части графта.

e e-ОБРАЗНЫЙ МАРКЕР ОБЛЕГЧАЕТ ОРИЕНТАЦИЮ СТЕНТ-ГРАФТА ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ



РЕНТЕНОКОНТРАСТНЫЕ МАРКЕРЫ

Для контралатеральной стороны: Проксимальные рентгеноконтрастные маркеры подвздошного компонента должны быть выровнены либо с дистальным рентгеноконтрастным маркером бифуркации.

Для ипсилатеральной стороны: рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части подвздошного компонента должны быть выровнены либо с дистальным рентгеноконтрастным маркером ипсилатерального ножки бифуркационного компонента, либо с рентгеноконтрастным маркером бифуркации. Таким образом, возможная зона перекрытия составляет 3-5 звеньев. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Размер каждого брюшного стент-графта Endurant II/ Endurant II_s должен быть заказан в соответствии с анатомическим строением пациента. Ответственность за правильный выбор размера стент-графта лежит на лечащем враче. Следующие рекомендации по подбору диаметра стент-графта основаны на измерениях по внутренней стенке сосуда.

БИФУРКАЦИОННЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ

Диаметр Сосуда (мм)		Рекомендованный Диаметр Endurant II (мм)
EVAR	ChEVAR	
19–20	n/a	23
21–22	19–20	25
23–25	21–23	28
26–28	24–26	32
29–32	27–30	36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Endurant II (мм)
8–9	10
10–11	13
15–18	20
19–22	24
23–25	28


КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Endurant II (мм)
8–9	10
10–11	13
12–14	16
15–18	20
19–22	24
23–25	28




РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ*

ENDURANT II



ENDURANT II_s






ЧЕТКИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МАРКЕРЫ

- Рентгеноконтрастные маркеры
- e-образный маркер
- Кольцевой маркер - виден только при рентгеноскопии

* Размеры для бифуркационного стент-графта длиной 124 мм.
† Возможность перекрытия в 3-5 звеньев доступна только для определенных компонентов.
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения подробной информации



РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ - ENDURANT ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ




ЧЕТКИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МАРКЕРЫ

- Рентгеноконтрастные маркеры
- e-образный маркер

* Контралатеральный компонент соединяется с односторонним аорто-подвздошным компонентом с ипсилатеральной стороны.

† Перекрывание минимум 3 звена графта. Смотрите инструкцию по эксплуатации для получения подробной информации.




ENDURANT II

БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ - ПРЯМАЯ НОЖКА

	Код Продукта				Размеры Стент-Графта (мм)				
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B	C	D
ETBF	23	13	C	124	EE	12	40	74	25
ETBF	23	13	C	145	EE	12	50	84	25
ETBF	23	13	C	166	EE	12	50	84	25
ETBF	25	13	C	124	EE	14	40	74	27
ETBF	25	13	C	145	EE	14	50	84	27
ETBF	25	13	C	166	EE	14	50	84	27
ETBF	25	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	25	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	25	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	28	13	C	124	EE	14	40	74	27
ETBF	28	13	C	145	EE	14	50	84	27
ETBF	28	13	C	166	EE	14	50	84	27
ETBF	28	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	28	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	28	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	32	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	32	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	32	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	36	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	36	16	C	166	EE	14	50	84	30

Endurant II/IIs


Брюшной Стент-Графт



ENDURANT II
БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ -
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ НОЖКА

ENDURANT II БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ - РАСШИРЯЮЩАЯСЯ НОЖКА

	Код Продукта					Размеры Стент-Графта (мм)					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B	C	D	E	F
ETBF	23	16	C	124	EE	12	40	74	25	10	30
ETBF	23	16	C	145	EE	12	50	84	25	10	40
ETBF	23	16	C	166	EE	12	50	84	25	10	60
ETBF	28	20	C	124	EE	14	40	74	30	10	30
ETBF	28	20	C	145	EE	14	50	84	30	10	40
ETBF	28	20	C	166	EE	14	50	84	30	10	60
ETBF	32	20	C	124	EE	14	40	74	30	10	30
ETBF	32	20	C	145	EE	14	50	84	30	10	40
ETBF	32	20	C	166	EE	14	50	84	30	10	60
ETBF	36	20	C	145	EE	14	50	84	30	10	40
ETBF	36	20	C	166	EE	14	50	84	30	10	60




ENDURANT IIs БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

	Код Продукта					Размеры Стент-Графта (мм)			
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B	C	D
ESBF	23	14	C	103	EE	14	50	84	28
ESBF	25	14	C	103	EE	14	50	84	28
ESBF	28	14	C	103	EE	14	50	84	28
ESBF	32	14	C	103	EE	14	50	84	28
ESBF	36	14	C	103	EE	14	50	84	28



СУЖИВАЮЩИЙСЯ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ


	Код Продукта					Размеры Стент-Графта (мм)	
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B
ETLW	16	10	C	82	EE	20	30
ETLW	16	10	C	93	EE	20	40
ETLW	16	10	C	124	EE	20	40
ETLW	16	10	C	156	EE	20	72
ETLW	16	10	C	199	EE	20	115
ETLW	16	13	C	82	EE	10	30
ETLW	16	13	C	93	EE	10	40
ETLW	16	13	C	124	EE	10	40
ETLW	16	13	C	156	EE	10	72
ETLW	16	13	C	199	EE	10	115




СУЖИВАЮЩИЙСЯ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ПРЯМОЙ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

	Код Продукта				
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETLW	16	16	C	82	EE
ETLW	16	16	C	93	EE
ETLW	16	16	C	124	EE
ETLW	16	16	C	156	EE
ETLW	16	16	C	199	EE



ПРЯМОЙ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ




РАСШИРЯЮЩИЙСЯ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта	Код Продукта						
	Прокси- мальный Диаметр Графта (мм)	Дис- тальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дис- тального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Размеры Стент-Графта (мм)	
						A	B
ETLW	16	20	C	82	EE	10	30
ETLW	16	20	C	93	EE	10	40
ETLW	16	20	C	124	EE	10	40
ETLW	16	20	C	156	EE	10	40
ETLW	16	20	C	199	EE	10	40
ETLW	16	24	C	82	EE	20	30
ETLW	16	24	C	93	EE	20	40
ETLW	16	24	C	124	EE	20	40
ETLW	16	24	C	156	EE	20	40
ETLW	16	24	C	199	EE	20	40
ETLW	16	28	C	82	EE	20	30
ETLW	16	28	C	93	EE	20	40
ETLW	16	28	C	124	EE	20	40
ETLW	16	28	C	156	EE	20	40
ETLW	16	28	C	199	EE	20	40



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ


	Код Продукта				
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETEW	10	10	C	82	EE
ETEW	13	13	C	82	EE
ETEW	20	20	C	82	EE
ETEW	24	24	C	82	EE
ETEW	28	28	C	82	EE



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

	Код Продукта						Размеры Стент-Графта (мм)	
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Размеры Стент-Графта (мм)		
						A	B	
ETUF	23	14	C	102	EE	30	40	
ETUF	25	14	C	102	EE	30	40	
ETUF	28	14	C	102	EE	30	40	
ETUF	32	14	C	102	EE	30	40	
ETUF	36	14	C	102	EE	30	40	




ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ


Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETCF	23	23	C	49	EE
ETCF	25	25	C	49	EE
ETCF	28	28	C	49	EE
ETCF	32	32	C	49	EE
ETCF	36	36	C	49	EE



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

БРЮШНОЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETTF	23	23	C	70	EE
ETTF	25	25	C	70	EE
ETTF	28	28	C	70	EE
ETTF	32	32	C	70	EE
ETTF	36	36	C	70	EE




БРЮШНОЙ КОМПОНЕНТ



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Звенья окклюдера способствуют более плотной фиксации в просвете подвздошной артерии и предотвращают ретроградное подтекание.

ОПИСАНИЕ КОДА ПРОДУКЦИИ




- Рентгеноконтрастные маркеры

ОККЛЮДЕР

Код Продукта	Проксимальный/Дистальный Диаметр (мм)	Общая Длина (мм)	Диаметр Системы Доставки (F)
OCL	8	31	17.5
OCL	10	31	17.5
OCL	12	31	17.5
OCL	14	33	17.5
OCL	16	33	17.5
OCL	18	33	17.5
OCL	20	35	17.5
OCL	22	35	17.5
OCL	24	35	17.5

ПОДБОР РАЗМЕРА ОККЛЮДЕРА

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Окклюдера (мм)	Превышение Размера (мм)
19-20	24	4-5
18	22	4
16-17	20	3-4
14-15	18	3-4
13	16	3
11-12	14	2-3
9-10	12	2-3
7-8	10	2-3
6	8	2



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Надежная прилегаемость

- Синусоидальная форма и расположение нитиноловых звеньев обеспечивают эластичность и прилегаемость стент- графта
- Сверхэластичные нитиноловые звенья создают активную радиальную силу, улучшая герметичность и прилегаемость

Уверенный контроль

- Независимое раскрытие проксимальной короны обеспечивает контролируемую доставку и точное позиционирование в грудной аорте.
- Простой механизм независимого раскрытия короны: "Повернуть и потянуть"

Проверенный дизайн*


- Проксимальная корона FreeFlo из 8 пиков равномерно распределяет радиальную силу по окружности
- Платино-иридиевые маркеры в форме «8-ки» обеспечивают превосходную визуализацию
- Широкий выбор проксимальных и дистальных компонентов позволяет подобрать оптимальный стент-графт для любого пациента

Легкий доступ

- Система доставки обладает аналогичным или меньшим профилем в сравнении с другими грудными стент-графтами
- Гидрофильное покрытие облегчает доставку стент-графта
- Удобный трехэтапный процесс раскрытия

* Данные внутренних лабораторных исследований Medtronic, Inc. Данные лабораторных исследований могут быть не показательными в отношении клинической эффективности.

РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ



МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗОНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ

Проксимальный Диаметр Стент-Графта (мм)	Зона Перекрытия (мм)
22	50
24	50
26	50
28	55
30	55
32	55
34	55
36	60
38	60
40	60
42	60
44	65
46	65


Зона перекрытия может варьировать ± 5 мм

Valiant Captivia

Грудной Стент-Графт



VALIANT CAPTIVIA ОПИСАНИЕ КОДА





ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ ТИПА FREEFLO

ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ ТИПА FREEFLO

	Код Продукта					Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена				
VAMF	22	22	C	100	TE	22	112
VAMF	24	24	C	100	TE	22	112
VAMF	26	26	C	100	TE	22	112
VAMF	28	28	C	100	TE	22	117
VAMF	30	30	C	100	TE	22	117
VAMF	32	32	C	100	TE	22	117
VAMF	34	34	C	100	TE	24	107
VAMF	36	36	C	100	TE	24	107
VAMF	38	38	C	100	TE	24	107
VAMF	40	40	C	100	TE	24	107
VAMF	42	42	C	100	TE	25	112
VAMF	44	44	C	100	TE	25	112
VAMF	46	46	C	100	TE	25	112
VAMF	22	22	C	150	TE	22	152
VAMF	24	24	C	150	TE	22	152
VAMF	26	26	C	150	TE	22	152
VAMF	28	28	C	150	TE	22	157
VAMF	30	30	C	150	TE	22	157
VAMF	32	32	C	150	TE	22	157
VAMF	34	34	C	150	TE	24	167
VAMF	36	36	C	150	TE	24	167
VAMF	38	38	C	150	TE	24	167
VAMF	40	40	C	150	TE	24	167
VAMF	42	42	C	150	TE	25	157
VAMF	44	44	C	150	TE	25	157
VAMF	46	46	C	150	TE	25	162
VAMF	30	30	C	200	TE	22	192
VAMF	32	32	C	200	TE	22	192
VAMF	34	34	C	200	TE	24	212
VAMF	36	36	C	200	TE	24	207
VAMF	38	38	C	200	TE	24	207
VAMF	40	40	C	200	TE	24	212
VAMF	42	42	C	200	TE	25	207
VAMF	44	44	C	200	TE	25	212
VAMF	46	46	C	200	TE	25	212

¹На проксимальном конце компонента без короны имеется дополнительное маленькое поддерживающее звено.




КОНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТИПА FREEFLO

	Код Продукта					Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	150	TE		
VAMF	26	22	C	150	TE	22	152
VAMF	28	24	C	150	TE	22	157
VAMF	30	26	C	150	TE	22	157
VAMF	32	28	C	150	TE	22	157
VAMF	34	30	C	150	TE	24	167
VAMF	36	32	C	150	TE	24	167
VAMF	38	34	C	150	TE	24	167
VAMF	40	36	C	150	TE	24	167
VAMF	42	38	C	150	TE	25	157
VAMF	44	40	C	150	TE	25	157
VAMF	46	42	C	150	TE	25	162

Valiant Captivia

Грудной Стент-Графт



Каждый компонент грудного стент-графта Valiant должен быть заказан в соответствии с анатомией пациента. Ответственность за правильный выбор размера стент-графта лежит на лечащем враче.

Аневризма, пенетрирующая язва, травматический разрыв:

диаметр стент-графта должен быть выбран на 3-5 мм больше по отношению к диаметру сосуда. Следующая таблица дает общие рекомендации.

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Стент-Графта (мм)	Превышение Диаметра (мм)
18	22	4
19	22	3
20	24	4
21	24	3
22	26	4
23	26	3
24	28	4
25	28	3
25	30	5
26	30	4
27	30	3
27	32	5
28	32	4
29	32	3
29	34	5
30	34	4
31	34	3
31	36	5
32	36	4
33	38	5
34	38	4
35	40	5
36	40	4
37	42	5
38	42	4
39	44	5
40	44	4
41	46	5
42	46	4



Расслоение:

Не превышайте диаметр стент-графта более чем на 10% по отношению к диаметру здорового участка сосуда. Следующая таблица дает общие рекомендации.

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Стент-Графта (мм)	Превышение Диаметра (мм)
20	22	2
21	22	1
22	24	2
23	24	1
24	26	2
25	26	1
26	28	2
27	28	1
28	30	2
29	32	3
30	32	2
31	34	3
32	34	2
33	36	3
34	36	2
35	38	3
36	38	2
37	40	3
38	40	2
39	42	3
40	42	2
40	44	4
41	44	3
42	44	2
42	46	4
43	46	3
44	46	2

Для соединения нескольких компонентов:



Если компоненты стент-графта перекрываются в зоне аневризматического мешка, разница в диаметре между ними должна составлять 4 мм. Если место перехлеста стент-графтов находится в контакте со стенкой сосуда (например, при расслоении), то разница между диаметрами стент-графта может быть меньше.



ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ЗАКРЫТОЙ КОРОНОЙ

Код Продукта	Проксимальный Диаметр Графта (мм)		Диаметр Графта (мм)		Дизайн Дис-тального Звена	Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
	22	24	26	28			
VAMC	22	22	22	C	100 TE	22	105
VAMC	24	24	24	C	100 TE	22	105
VAMC	26	26	26	C	100 TE	22	105
VAMC	28	28	28	C	100 TE	22	110
VAMC	30	30	30	C	100 TE	22	110
VAMC	32	32	32	C	100 TE	22	110
VAMC	34	34	34	C	100 TE	24	100
VAMC	36	36	36	C	100 TE	24	100
VAMC	38	38	38	C	100 TE	24	100
VAMC	40	40	40	C	100 TE	24	100
VAMC	42	42	42	C	100 TE	25	105
VAMC	44	44	44	C	100 TE	25	105
VAMC	46	46	46	C	100 TE	25	105
VAMC	22	22	22	C	150 TE	22	145
VAMC	24	24	24	C	150 TE	22	145
VAMC	26	26	26	C	150 TE	22	145
VAMC	28	28	28	C	150 TE	22	150
VAMC	30	30	30	C	150 TE	22	150
VAMC	32	32	32	C	150 TE	22	150
VAMC	34	34	34	C	150 TE	24	160
VAMC	36	36	36	C	150 TE	24	160
VAMC	38	38	38	C	150 TE	24	160
VAMC	40	40	40	C	150 TE	24	160
VAMC	42	42	42	C	150 TE	25	150
VAMC	44	44	44	C	150 TE	25	150
VAMC	46	46	46	C	150 TE	25	155
VAMC	30	30	30	C	200 TE	22	185
VAMC	32	32	32	C	200 TE	22	185
VAMC	34	34	34	C	200 TE	24	205
VAMC	36	36	36	C	200 TE	24	200
VAMC	38	38	38	C	200 TE	24	200
VAMC	40	40	40	C	200 TE	24	205
VAMC	42	42	42	C	200 TE	25	200
VAMC	44	44	44	C	200 TE	25	205
VAMC	46	46	46	C	200 TE	25	205



ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ЗАКРЫТОЙ КОРОНОЙ



КОНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ С ЗАКРЫТОЙ КОРОНОЙ

	Код Продукта					Диаметр Системы Доставки (Г)	Длина Покрытой Части (мм)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дизайн Дистального Звена	150	160		
VAMC	26	22	C	150	TE	22	150
VAMC	28	24	C	150	TE	22	150
VAMC	30	26	C	150	TE	22	150
VAMC	32	28	C	150	TE	22	150
VAMC	34	30	C	150	TE	24	160
VAMC	36	32	C	150	TE	24	160
VAMC	38	34	C	150	TE	24	160
VAMC	40	36	C	150	TE	24	160
VAMC	42	38	C	150	TE	25	150
VAMC	44	40	C	150	TE	25	150
VAMC	46	42	C	150	TE	25	155

КОНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ С ЗАКРЫТОЙ КОРОНОЙ



ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ДИСТАЛЬНЫМ НЕПОКРЫТЫМ ЗВЕНОМ

	Код Продукта					Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Диаметр Дистального Графта (мм)	Дивайн Дистального Звена	100	TE		
VAMC	22	22	B	100	TE	22	112
VAMC	24	24	B	100	TE	22	112
VAMC	26	26	B	100	TE	22	112
VAMC	28	28	B	100	TE	22	117
VAMC	30	30	B	100	TE	22	117
VAMC	32	32	B	100	TE	22	117
VAMC	34	34	B	100	TE	24	107
VAMC	36	36	B	100	TE	24	107
VAMC	38	38	B	100	TE	24	107
VAMC	40	40	B	100	TE	24	107
VAMC	42	42	B	100	TE	25	112
VAMC	44	44	B	100	TE	25	112
VAMC	46	46	B	100	TE	25	112

ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ДИСТАЛЬНЫМ НЕПОКРЫТЫМ ЗВЕНОМ

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Улучшение результатов и долговечность[†]

- Долгосрочные результаты, как при протезировании[†]
- Способствует естественному прилеганию и адаптации стент-графта к стенке сосуда
- Упрощает повторное вмешательство по поводу миграции тела стент-графта и эндоподтекания Ia типа
- Имплантация Endurant II/III совместно с ЭндоФиксаторами Heli-FX возможна при длине шейки аневризмы аорты от 4 мм

Надежная герметизация как при первичной имплантации, так и повторном вмешательстве

- Выбор кривизны проводникового катетера для прицельного позиционирования
- Простой механизм управления для контролируемого позиционирования и имплантации ЭндоФиксаторов Heli-FX

Расширяя возможности для лечения пациентов

- Гарантия надежности при неблагоприятной анатомии
- Способствует уменьшению аневризматического мешка за счет предотвращения эндоподтекания Ia типа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: БРЮШНАЯ АОРТА

Код Продукта	Компоненты Для Брюшного Отдела Аорты	Длина Изгибаемой Части (мм)	Рекомендованный Диаметр Шейки (мм)	Рабочая Длина (см)	Наружный Диаметр (F)
SG-64	Heli-FX Проводниковый Катетер, 22	22	18-28	62	16
HG-16-62-28	Heli-FX Проводниковый Катетер, 28	28	28-32	62	16
SA-85	Heli-FX Ручка Управления и Кассета с ЭндоФиксаторами (10 ЭндоФиксаторов)	NA	NA	86	12

[†] Результаты лабораторных испытаний могут быть не показателны в отношении клинической эффективности.
[†] Meelas N, et al. Helical EndoAnchor Implants Provide the Stability of a Surgical Anastomosis. J Vasc Surg. 2012;55(6):1726-1733.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: ГРУДНАЯ АОРТА

Код Продукта	Компоненты Для Грудного Отдела Аорты	Длина Изгибаемой Части (мм)	Рекомендованный Диаметр Шейки (мм)	Рабочая Длина (см)	Наружный Диаметр (F)
HG-18-90-22	Heli-FX Проводниковый Катетер, 22	22	18-28	90	18
HG-18-90-32	Heli-FX Проводниковый Катетер, 32	32	28-38	90	18
HG-18-90-42	Heli-FX Проводниковый Катетер, 42	42	38-42	90	18
HA-18-114	Heli-FX Ручка Управления и Кассета с ЭндоФиксаторами (10 ЭндоФиксаторов)	NA	NA	114	12



УВЕРЕННОСТЬ В ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Превосходный Гемостаз*

- Лучшая в классе герметизация


Отличная Проходимость

- Гибкость и гидрофильное покрытие обеспечивают легкое проведение через извитые и кальцинированные подвздошные артерии

Надежная Процедура

- Усиливающее спиральное плетение повышает устойчивость к перегибам
- Рентгеноконтрастный маркер улучшает визуализацию
- Возможность закрепления дилататора в интродьюсере

ПРЕВОСХОДНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СРАВНЕНИИ С CHECK-FLO® PERFORMER® (COOK) И DRYSEAL (GORE)†




* Данные внутренних лабораторных исследований Medtronic, Inc. Данные лабораторных исследований могут быть не показательны в отношении клинической эффективности.
 † Сравнение Check-Flo Performer (Cook) и DrySeal (Gore) 12F и 18F с Sentrant (Medtronic) 12F и 18F.
 ‡ У интродьюсера Медтроник полностью отсутствует подтекание на 0.035 проводнике.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ НАДЕЖНОГО ГЕМОСТАЗА†



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер Модели	Размер (F)	Рабочая Длина (см)
SENSH1228W	12	28
SENSH1428W	14	28
SENSH1628W	16	28
SENSH1828W	18	28
SENSH2028W	20	28
SENSH2228W	22	28
SENSH2428W	24	28
SENSH2628W	26	28



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Расширяя возможности

Универсальный баллонный катетер для любой процедуры эндопротезирования аорты

Клинические показания:

- Брюшная и грудная аорта
- Расправление складок и дораскрытие стент-графта
- Устранение эндоподтеканий

Широкий диапазон диаметров раздувания

ТАБЛИЦА РАСТЯЖИМОСТИ БАЛЛОНА

Баллон 46 мм	
Диаметр (мм)	Объем (мл)
10	3
20	9
30	19
40	41
46*	60

ВНИМАНИЕ: Раздувание баллона должно тщательно контролироваться под флюороскопией. Не достигайте максимального диаметра раздувания (46 мм). Может произойти разрыв баллона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР RELIANT ДЛЯ СТЕНТ-ГРАФТА†

Код Продукта	Диаметр Раздувания (мм)	Диаметр Катетера (F)	Рабочая Длина (см)	Совместимость с Интродьюсером (F)
AV46	10–46	8	100	12

Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения полного списка показаний, предупреждений и предостережений, возможных нежелательных явлений.

* Максимальный диаметр раздувания.
† Не содержит латекса.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРАНТИИ УСПЕХА



Medtronic

ООО "Медтроник"
123112, Москва
Пресненская набережная, д.10
тел.: (495) 5807377
факс: (495) 5807378
E-mail: info.russia@medtronic.ru

www.cardiovasc.ru
www.aortic.medtronicendovascular.com

UC201709545a RU © 2017 Medtronic. Все права защищены.