


| НАЗВАНИЕ       | ИЗОБРАЖЕНИЕ                                                                         | ОПИСАНИЕ                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C315H20</b> |    | Маленькая рабочая длина разработана для имплантации электрода у пациентов с маленьким размером сердца               |
| <b>C315J</b>   |    | Разработан для доставки электрода в ушко ПП, верхнюю часть межпредсердной перегородки, свободную латеральную стенку |
| <b>C315S4</b>  |    | Разработан для доставки электрода в пучок Бахмана, верхнюю и нижнюю часть межпредсердной перегородки                |
| <b>C315S5</b>  |   | Разработан для доставки электрода в пучок Бахмана, верхнюю и нижнюю часть предсердной перегородки                   |
| <b>C315S10</b> |  | Разработан для доставки электрода в выводной тракт ПЖ, среднюю часть межжелудочковой перегородки                    |
| <b>C315H40</b> |  | Разработан для доставки электрода в верхушку ПЖ, треугольник Коха                                                   |
| <b>C315HIS</b> |  | Разработан для доставки электрода в пучок Гиса                                                                      |