


ТОЧНЫЙ ЗАХВАТ И ПРОСТОТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Goose Neck™

Петля и микропетля



Петля с углом изгиба 90° к удерживающему проводнику разработана для точного захвата и извлечения инородных тел.

Превосходная визуализация

- Вольфрамовая петля с золотым покрытием обеспечивает четкую рентгеноконтрастность

Петли с углом изгиба 90° к проводнику

- Устройство имеет коаксиальное строение для более легкого извлечения инородных тел

Широкая линейка размеров

- Широкий выбор размера позволяет подобрать оптимальную петлю и сокращает время манипуляций в целевом сосуде и изъятие инородных тел

Amplatz Goose Neck™

Набор петель (набор содержит одну петлю, один катетер для петли)

Код продукта	Диаметр петли (мм)	Длина проводника петли (см)	Диаметр катетера (F)	Длина катетера (см)
GN500	5	120	4	102
GN1000	10	120	4	102
GN1500	15	120	6	102
GN2000	20	120	6	102
GN2500	25	120	6	102
GN3000	30	120	6	102
GN3500	35	120	6	102

Катетер для изъятия петли

Код продукта	Диаметр катетера (F)	Длина катетера (см)
MC4000	4	102
MC4001	4	48
MC6000	6	102
MC6001	6	48

Amplatz Goose Neck™

Набор петель (набор содержит одну петлю, один катетер для петли)

Код продукта	Диаметр петли (мм)	Длина проводника петли (см)	Диаметр катетера (F)	Длина катетера (см)
GN1001	10	65	4	48
GN2501	25	65	6	48

Amplatz Goose Neck™

Набор микропетель (набор содержит одну петлю, один катетер для петли)

Код продукта	Диаметр петли (мм)	Длина проводника петли (см)	Диаметр катетера (F)	Длина катетера (см)
SK200	2	175	2.3–3	150
SK201	2	200	2.3–3	175
SK400	4	175	2.3–3	150
SK401	4	200	2.3–3	175
SK700	7	175	2.3–3	150
SK701	7	200	2.3–3	175

Medtronic

www.medtronicendovascular.com

www.cardioasc.ru

ООО "Медтроник"

123317, Москва,

Пресненская набережная, д. 10

Тел.: +7(495)580-73-77

Факс: +7(495)580-73-78

E-mail: info.russia@medtronic.ru

UC201608104RU ©2016 Medtronic.

Все права защищены. Отпечатано в России.

www.medtronic.com